

KLASA: UP/I-960-03/03-07/34
URBROJ: 558-03/9-03-3
Zagreb, 25. travnja 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke MEDIA d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: SECA (70x, 737, 757, 95x i 98x)
 - proizvođač mjerila: SECA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Hamburg, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1083
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka MEDIA d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 14. ožujka 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. MEDIA d.o.o., 10000 Zagreb, Kraljevac 20 D
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/34

URBROJ: 558-03/9-03-2

PROIZVOĐAČ: SECA

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1083**

MJERILO: Elektromehanička vaga tip 70x, 737, 757, 95x i 98x

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/96-4/88, URBROJ:558-03/9-97-2, od 20. svibnja 1997. pod službenom oznakom HR M-3-1083.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru mogu se primati vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	701, 702 i 797,798	958, 959 i 985
Razred točnosti	III i IIII	III i IIII
Vrsta vage	osobna	Bolesnička stolica i krevet
Max,Max1/Max2 (kg)	≤ 200, 150/200 i 160	≤200, 100/200 i 250, 200/ 250
e,e1/e2 = (g)	≥ 50, 50/100 i 200	≥100,100/200 i 100/200
Temperaturno područje rada (°C)	0/40	0/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2 Slika 3	Izgled vage tip 701 i način ovjere i zaštite Izgled vage tip 702 i vage stolice tip (958 i 959) Izgled vage za krevet tip 985 i EPU tip 435

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.


PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/34

URBROJ: 558-03/9-03-3

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1083

Slika 1



Zaštitni žig u obliku
naljepnice

Ovjerni žig u obliku
naljepnice



PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/34

URBROJ: 558-03/9-03-2

PROIZVOĐAČ: SECA

MJERILO: Elektromehanička vaga tip 70x, 737, 757, 95x i 98x

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1083

Slika 2



SECA 702



SECA (958 i 959)


PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/34

URBROJ: 558-03/9-03-3

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1083

Slika 3



Kompletna vaga za krevet



Način postavljanja noge kreveta



EPU SECA 435