

Laboratorij:

Mjeritelj:
 Dana:
 Ispitna metoda:
 Podnositelj zahtjeva:

IZVJEŠĆE O ZAVRŠNOM ISPITIVANJU br.:
 MANOMETARA ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA

Podaci o etalonu:

Naziv etalona:
 Tvornički broj:
 Umjeren u lab.:
 Datum umjeravanja:
 Umjernica vrijedi do:

Red. br.	Datum	Proizvođač mjerila	Tvornički broj	Tip mjerila	Službena oznaka	Mjerno područje kPa ili mmHg		Rezultati ispitivanja u kPa ili mmHg						Ovjerni žig			
									Referentni tlak								
									0	60	120	180	240		300		
						300 mmHg	Izlazno	očitavanje									
						300 mmHg	Izlazno	pogreška									
						300 mmHg	Silazno	očitavanje									
						300 mmHg	Silazno	pogreška									
						300 mmHg	Izlazno	očitavanje									
						300 mmHg	Izlazno	pogreška									
						300 mmHg	Silazno	očitavanje									
						300 mmHg	Silazno	pogreška									
						300 mmHg	Izlazno	očitavanje									
						300 mmHg	Izlazno	pogreška									
						300 mmHg	Silazno	očitavanje									
						300 mmHg	Silazno	pogreška									

Mjerila ovjerio:

Žig mjeritelja:

Potpis mjeritelja: